

Aerazol do usuwania przylepca Niltac™

Aerazol do usuwania przylepca Niltac™ przeznaczony jest do bezbolesnego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii.

Poznaj korzyści ze stosowania Niltac™:

- ✓ ułatwia bezbolesne i szybkie usuwanie przylepca ze skóry wokół stomii,
- ✓ jest hypoalergiczny – nie powoduje uczuleń,
- ✓ nie szczypie – można go stosować nawet na podrażnioną skórę,
- ✓ nie pozostawia tłustej warstwy na skórze wokół stomii ani nie powoduje zabrudzenia odzieży – zwiększa komfort użytkowania,
- ✓ schnie bardzo szybko – daje możliwość założenia nowego sprzętu stomijnego w szybkim czasie,
- ✓ jest bardzo prosty w użyciu – wygodne opakowanie ułatwia stosowanie produktu.

Zaawansowana
technologia
silikonowa!

Sposób użycia:

1. Należy rozpylić produkt bezpośrednio na brzegi przylepca i odczekać kilkanaście sekund (od 10 do 15).
2. Następnie należy delikatnie oderwać przylepiec od skóry (w razie potrzeby należy użyć dodatkowej ilości aerozolu w celu łatwiejszego usunięcia przylepca).
3. Po usunięciu przylepca należy wykonać czynności związane z codzienną pielęgnacją stomii i wymianą sprzętu stomijnego.

Aerazol do usuwania przylepca Niltac™ nie wpływa negatywnie na jakość przylegania sprzętu stomijnego.



Aerazol do usuwania przylepca Niltac™ polecany jest do stosowania przez osoby z kolostomią, ileostomią, jak i urostomią.